

MicroLink ML14i

Dynamic FM für Nucleus® 5 von Cochlear

**Informationsveranstaltung für CI-Träger, Eltern,
Betreuungspersonen und Hörgeräteakustiker:**

“FM-Anlagen und Cochlea-Implantate“

**Freitag, 08. Juli 2011
UniversitätsSpital Zürich**



PHONAK

life is on

Dynamic FM Lösungen für Nucleus[®] 5 von Cochlear Sender



SmartLink+



ZoomLink+



EasyLink+



inspiro



DynaMic

Dynamic FM Lösungen für Nucleus® 5 von Cochlear Sender SmartLink+, EasyLink+, ZoomLink+

- EasyLink+

- Einfach zu bedienen (An/ Aus)
- Vordefinierte Mikrofoneinstellung



Dynamic FM Lösungen für Nucleus® 5 von Cochlear Sender SmartLink+, EasyLink+, ZoomLink+

- ZoomLink+
- Wahl der Mikrofoneinstellung



Dynamic FM Lösungen für Nucleus® 5 von Cochlear Sender SmartLink+, EasyLink+, ZoomLink+

- ZoomLink+
- Wahl der Mikrofoneinstellung



Dynamic FM Lösungen für Nucleus® 5 von Cochlear Sender SmartLink+, EasyLink+, ZoomLink+

- SmartLink+

- Wahl der Mikrofoneinstellung
- Bluetooth für eine einfach Nutzung des Handys und MP3-Player



Dynamic FM Lösungen für Nucleus® 5 von Cochlear Sender SmartLink+, EasyLink+, ZoomLink+

▪ SmartLink+

- Wahl der Mikrofoneinstellung
- Bluetooth für eine einfach Nutzung des Handys und MP3-Player



Dynamic FM Lösungen für Nucleus® 5 von Cochlear Sender inspiro und DynaMic

- Inspiro mit DynaMic

- Komfortable Tragoption mit Knopf- oder Bügelmikrofon



Dynamic FM Lösungen für Nucleus® 5 von Cochlear

Sender inspiro und DynaMic

- Inspiro mit DynaMic

- Komfortable Tragoption mit Knopf- oder Bügelmikrofon
- Kombination von bis zu 10 Sendern



Dynamic FM Lösungen für Nucleus® 5 von Cochlear Empfänger



ML14i



**MLxi &
Euro Zubehöradapter**



MyLink+

MicroLink ML14i – erhältlichliche Farben



beige

weiss

kohle

braun

schwarz

MicroLink ML14i – Vorteile

- Diskreter, designintegrierter Formfaktor
- Der Nucleus 5 verbunden mit einem ML14i ist spritzwasserresistent (IPX4)
- Kompatibel mit allen Dynamic FM Sendern



Herkömmliche FM Lösungen für Nucleus[®] 5 von Cochlear MicroMLxS, MyLink













**MicroMLxS &
Euro Zubehöradapter**



MyLink

Kompatibilitätsinformation

	Dynamic FM			Classic FM	
	ML14i	MLxi	MyLink+	MicroMLxS	MyLink
Nucleus® 5 Version C (neuestes Update)					
Nucleus® 5 Version A/B					

Dynamic FM für Nucleus® 5 von Cochlear – MicroLink ML14i

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

